


# Nitinella Plus

SX-ELLA Stent Biliární



# Nitinella Plus



Nitinolový samoexpandibilní stent

Odolný silikonový potah

Zaváděcí systém odolný proti zalomení

Endoskopické a perkutánní zavedení



## SX-ELLA Stent Biliární - Nitinella Plus

Biliární stent Nitinella Plus je určen k paliativní léčbě striktur biliárních cest způsobených maligními nádory



### Charakteristika a výhody

- ☑ Vynikající ohebnost / Snadné zavedení podél anatomických zakřivení
- ☑ Radiální síla zabezpečuje vyšší přilnavost a snižuje migraci
- ☑ Optimalizované zkracování stentu / Snazší umístění stentu
- ☑ Atraumatické konce stentu / Prevence podráždění stěny žlučového
- ☑ Možnost zpětného vtažení / Dokonalá kontrola průběhu rozvinutí a repozice
- ☑ Rentgenkontrastní značky na obou koncích a uprostřed stentu / Umožňuje přesné umístění stentu
- ☑ Odolný silikonový potah / Brání nádorovému vrůstání do stentu
- ☑ Oplétaný kryt zaváděcího systému odolný vůči zalomení / Snadné zavedení a rozvinutí stentu

### Další údaje


Zaváděcí systém s rentgenkontrastní olivkou

Doporučuje se zavádění po tuhém vodícím drátu o průměru 0,035" (0,89 mm) o délce nejméně 360 cm (endoskopické zavedení) nebo 180 cm (transhepatální zavedení).



### Nabízené rozměry

Endoskopický zaváděcí systém - 175 cm						Transhepatální zaváděcí systém - 60 cm		
Číslo REF						Číslo REF		
Průměr těla stentu [mm]	Délka stentu [mm]	Průměr zaváděcího systému [F]	Nekrytý stent	Částečně krytý stent	Plně krytý stent	Nekrytý stent	Částečně krytý stent	Plně krytý stent
8	40	7 pro nekrytý / 9 pro krytý	019-01B-08-040	019-01C-08-040	019-01D-08-040	019-01B-08-040-T	019-01C-08-040-T	019-01D-08-040-T
	60		019-01B-08-060	019-01C-08-060	019-01D-08-060	019-01B-08-060-T	019-01C-08-060-T	019-01D-08-060-T
	80		019-01B-08-080	019-01C-08-080	019-01D-08-080	019-01B-08-080-T	019-01C-08-080-T	019-01D-08-080-T
	100		019-01B-08-100	019-01C-08-100	019-01D-08-100	019-01B-08-100-T	019-01C-08-100-T	019-01D-08-100-T
10	40	7 pro nekrytý / 9 pro krytý	019-01B-10-040	019-01C-10-040	019-01D-10-040	019-01B-10-040-T	019-01C-10-040-T	019-01D-10-040-T
	60		019-01B-10-060	019-01C-10-060	019-01D-10-060	019-01B-10-060-T	019-01C-10-060-T	019-01D-10-060-T
	80		019-01B-10-080	019-01C-10-080	019-01D-10-080	019-01B-10-080-T	019-01C-10-080-T	019-01D-10-080-T
	100		019-01B-10-100	019-01C-10-100	019-01D-10-100	019-01B-10-100-T	019-01C-10-100-T	019-01D-10-100-T



Výrobce:

**ELLA-CS, s.r.o.**

Milady Horákové 504/45, Třebeš  
500 06 Hradec Králové, Česká republika

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655  
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu